

Kunde:
Seriennummer:

## Wartungsplan zur regelmäßigen Überprüfung

## <u>Jumbo</u>

Pos.	Bereich	Prüfung			
		Einstellung / Funktion		Beschädigung / Verformung	Verschraubungen
1	Hauptrahmen	Grundgestell			
2	Rahmenzubehör	Fußbrett			
		Fußschalen / Fußriemen			
		Transportrollen			
3	Mittelsäule	fest			
		Tischsäule			
4	Knie	Kniepelotte anatomisch			
		Kniepelotte 3 Ebenen			
_		Halterung / Polster			
5	Becken	Schwenkarmbeckenrahmen			
		Befestigung / Verschluß  Beakenneletten			
		Beckenpelotten  - Halterung / Polster			
		Spinenpelotten			
		Halterung / Polster			
6	Brust	Brustpelotte			
	Pract	Halterung / Polster			
7	Rücken	Rückenpelotte			
	1	Halterung / Polster			
		Kopfstütze			
		Halterung / Polster			
8	Tisch	Tischplatte Holz			
		<ul> <li>Schrägverstellung</li> </ul>			
		Tischtiefenverstellung			
		Verstellbare Armauflagen			
		Tischumrandung			
9	Sonstige Bemerkungen				
Wartung durchgeführt von:				am:	
Wartung durchgeführt von:				am:	
	ıng durchgeführt von:			am:	
	ıng durchgeführt von:			am:	
	ıng durchgeführt von:			am:	
Wartu	ıng durchgeführt von:			am:	