

Kunde: Seriennummer:

## Wartungsplan zur regelmäßigen Überprüfung

## <u>Mika</u>

Pos.	Bereich	Prüfung		
		Einstellung / Funktion	Beschädigung / Verformung	Verschraubungen
1	Hauptrahmen	Hauptrahmen		
2	Rahmenzubehör	Kippsicherung		
	•	Ankippbügel		
3	Trapezadapter			
4	Schiebegriff/Schiebebogen	Schiebegriffe		
	•	Rastergelenk		
		Festigkeit des Gummis		
		Höhenverstellung		
5	Rücken	Faltmechanismus		
		Winkelverstellung		
		Rückenbefestigung		
		für Sitzschale		
6	Sitz	Lochplatte		
		Sitzkantelung/		
		Bowdenzüge		
		Gasfeder		
7	Fußwinkel	Rastergelenk		
8	Bremse	Feststellbremse		
		Trommelbremse		
9	Armlehnen	Höhenverstellung		
10	Speichenschutz			
11	Radschutz			
12	Lenkrad	Bereifung/Verschleiß		
		Luftdruck		
		Laufverhalten der Räder		
		Lenkradgabel		
		Befestigung am Rahmen		
13	Antriebsräder	Bereifung / Verschleiß		
		Luftdruck		
		Laufverhalten der Räder		
		Speichen		
		Steckachsen		
		Trommelbremse		
		Bowdenzug		
<b>\ \ \ \ \\</b>	and developed the state of			
Wartung durchgeführt von:			am:	
Wartung durchgeführt von:			am:	
Wartung durchgeführt von:			am:	
Wartung durchgeführt von:			am:	
Wartung durchgeführt von:			am:	
Wartung durchgeführt von:			am:	
Wartung durchgeführt von:			am:	