

ie Kopfmaße bestimmen Sie, indem Sie ein flexibles Maßband (schmales Schneiderband) gemäß den unten abgebildeten Skizzen benutzen.




Abb. 1

1

- ☐ A..... cm (Kopfumfang Augenbrauenhöhe – über den Hinterhaupthöcker)
- ☐ B..... cm (Mitte zwischen Augenbrauen bis Hinterhaupthöcker)
- ☐ C..... cm (Über den Kopf von Ohr zu Ohr)
- ☐ D..... cm



SH/Fachhandel:

Ansprechpartner:

Patient/in:

Krankheitsbild:

2

Auszufüllen, wenn Starlight Protect, Starlight Protect Plus oder Starlight Go-Sport, Starlight Go-Sport Plus benötigt wird.

- ☐ E..... cm
- ☐ F..... cm




Abb. 2

3

Auszufüllen, wenn Starlight Protect, Starlight Protect Plus oder Starlight Go-Sport, Starlight Go-Sport Plus benötigt wird.


- ☐ G..... cm
- ☐ H..... cm



Abb. 3

Schädelperspektiven

Abb. 4



Bitte korrigieren Sie bei Bedarf in den oberen Zeichnungen die Stirn und/oder Schädelform, bzw. tragen Sie eventuelle sonstige Abweichungen ein.

Bemerkungen