

MEYWALK 2000



Der Meywalk 2000 ist eine Mobilitätshilfe mit einem vielfältigen Einsatzspektrum. So lässt er sich nicht nur zur Kreislaufmobilisation oder zur Kontrakturprophylaxe einsetzen, sondern auch in der Rehabilitation von neurologischen und orthopädischen Erkrankungen. Eine robuste Konstruktion bietet dem Benutzer ein sicheres Standgefühl. Die gefederte Aufhängung der Sitz- und Oberkörperführung sorgt für Komfort und unterstützt den besseren und natürlichen Bewegungsablauf beim Gehen. Der Meywalk 2000 ist in 2 Größen erhältlich. Für Jugendliche von 6 bis 14 Jahre (ca. Schrittlänge 58 - 83cm) und ausgewachsene Personen (Schrittlänge 72 - 103 cm).

Das Federsystem wird durch das Benutzergewicht bestimmt.

- Benutzer ab 20 kg = weisse Feder
- Benutzer ab 45 kg = gelbe Feder
- Benutzer ab 65 kg = blaue Feder
- Benutzer ab 80 kg = rote Feder



Brustring-Grösse wird durch den Brustumfang des Benutzers bestimmt.

- Brustring 1 max. 70 cm Umfang
- Brustring 2 max. 90 cm Umfang
- Brustring 3 max. 105 cm Umfang
- Brustring 4 max. 120 cm Umfang
- Brustring 5 max. 130 cm Umfang



Technische Daten

| | Meywalk 2000 medium | Meywalk 2000 large |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Gesamtlänge | 95 cm | 95 cm |
| Gesamtbreite | 70cm | 70 cm |
| Sattelhöhe/Schrittlänge | 58-83 cm | 72-103 cm |
| Brustring Höhe | 91-115 cm | 105-136 cm |
| Radgrösse vorne | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Radgrösse hinten | 400x50 mm | 400x50 mm |
| Gewicht | 25 Kg | 26 Kg |
| Max. Benutzergewicht | 100 Kg | 100 Kg |